



DESIGN / BUILD / INNOVATE
SUUNNITTELE / RAKENNA / INNOVOI



MINI CATALOGUE
MINI-KATALOGI

2020

**SQUARE TROLLEY
SQUARE-VAUNU**

PE PP

Withstands alcohol, disinfectants, chlorhexidine.
Protection on all 4 sides.

Kestää alkoholia, desinfiointiaineita,
klooriheksidiiniä. Suojaus neljällä sivulla.



Front stop. Total opening
Etupysäytin. Avautuma kokonaan edessä.

SQS - Ø 100 mm / SQM - Ø 125 mm
2 antistatic, 2 with brake
2 antistaattista, 2 jarrulla

300 / 100 CE

ISO 640 x 480 mm
ISO 900 x 630 mm

SIMPLE TROLLEY
DOUBLE TROLLEY

PERUSVAUNU
TUPLAVAUNU

Monobloc structure, AISI-304 stainless steel

Yksiosainen rakenne, AISI-304 ruostumaton teräs



ISO 600 x 400 mm
Interchangeable ISO drawers
Vaihdeettavat ISO-laatikot



300 - 980 / 100 - 1005

300 - Ø 100 mm / 100 - Ø 125 mm
2 antistatic, 2 with brake
2 antistaattista, 2 jarrulla

Front stop. Total opening
Etupysäytin. Avautuma kokonaan edessä.

MULTIFUNCTION Outpatients clinics, diagnosis, ICU, dressing, injections, dental sector, veterinary

MONITOIMIVAUNUT Poliklinikat, taudinmäärittäminen, tehohoito, sitominen, injektiot, hammashoito, eläinlääkärit



3 GLOVES BOX HOLDER (Optional)

Hanskapakettiteline max. 3 pkt (lisävaruste)



46

BIN (Optional)
JÄTEASTIA (lisävaruste)



50 - 13 LITRES LITRAA

51 - 26 LITRES LITRAA

Q092 W.(6)CP

SQ061 W.26(RA5Q.A5.R1Q).30.33L.(6)CP

SQS CE

~~ISO~~ 480 x 480 mm

STATIC TROLLEYS

PAIKALLAAN PIDETTÄVÄT VAUNUT



Q025 W
SQ022 W.32R



Q026 W
SQ021 W.26M(R75QM)

Without keyboard drawer
Ilman näppäimistövetolaatikkaa



Q054 B
SQ061 B.32R



Q055 W
SQ065 W.32R



Q063 W
SQ061 W.32L.33R.50



Q064 W
SQ061 W.26(RA4Q.A5).32L.33R.50



Q072 B
SQ061 B.30.32L



Q073 B
SQ061 B.26LW(R2Q).30.32L



Q078 B
SQ061 B.26(R2Q.R1Q).30.46

MULTIFUNCTION Outpatients clinics, diagnosis, ICU, dressing, injections, dental sector, veterinary

MONITOIMIVAUNUT Poliklinikat, taudinmääritys, tehohoito, sitominen, injektiot, hammashoito, eläinlääkärit

COMPUTER MEDICAL TROLLEY

MONITOIMIVAUNU TIETOKONETTA VARTEN



VESA MONITOR SUPPORT NÄYTÖN VESA-KIINNITYS



26M(R75M)

3 Positions, adjustable

3 kohtaa, säädettävä

KEYBOARD DRAWER NÄPPÄIMISTÖVETOLAATIKKO



TX

3180 Y

362M6TX Y.26M(R75M)

300 CE

ISO 640 x 480 mm

STATIC TROLLEYS

PAIKALLAAN PIDETTÄVÄT VAUNUT



3102 B
322 B.32R



3170 Y
321TX Y.26M(R75M)



3174 G
332TX G.26M(R75M)



3129 W
365 W.32R



3131 W
365 W.30.32L



3135 F
365 F.26LW(R2).32R



3137 B
365 B.26LW(R1).32R.50



3140 F
365 F.26LW(R1).30.46.50



3141 G
365 G.26(RA5.R1).32R

ANAESTHESIA Emergency room, operating room, reanimation area

ANESTESIAVAUNUT Päivystys, leikkaussalit, tapaturma-asetat

CENTRAL SHELF
KESKIHYLLY



R2

For medication labels,
syringe identification

Lääkkeiden etiketit,
ruiskujen tunnistaminen



3684 B
365 B.26(RA4.A5.R2).30.32L

300 CE

ISO 640 x 480 mm

STATIC TROLLEYS

PAIKALLAAN PIDETTÄVÄT VAUNUT



3607 G
365 G.26(RA4.A5).32R



3650 G
365 G.26(RA4.A5).30.(2)32L



3680 Y
365 Y.26(RA5.A5.R1).30.33L



3609 Y
365 Y.26(RA4.A5).(2)32R.33L



3685 B
365 B.26(RA4.A5.R2).30.(2)32L



3687 B
365 B.26(RA4.A5.R2).30.33L.44L



3694 W
362M6 W.26(RA4.A5.R2).30.32L



3695 W
362M6TX W.26M(R75M).30.(2)32L

**MULTIFUNCTION
MONITOIMIVAUNUT**

**ANAESTHESIA
ANESTESIAVAUNUT**

**CENTRAL SHELF
KESKIHYLLY**



R2N

For medication labels,
syringe identification

Lääkkeiden etiketit,
ruiskujen tunnistaminen



3956 G
N365 G.26(RA4N.A5.R2N).32NR

300 CE

ISO 900 x 630 mm

STATIC TROLLEYS

PAIKALLAAN PIDETTÄVÄT VAUNUT



3826 B
N365 B.26LW(R2N).32NR



3800 G
N322 G.26LW(R1N)



3818 F
N365 F. 26LW(R1N)



3830 Y
N365 Y.26(R2N.R1N)



3840 W
N365 W.26(R7N.R7N).32NR



3928 F
N365 F.26(RA4N.A5)



3934 B
N365 B.26(RA4N.A5).(2)32NR.33L



3942 W
N365 W.26(RA5N.A5.R1N)

TREATMENT Hospitalization units

HOITOVAUNUT Hoitoyksiköt

~~ISO~~ 480 x 480 mm

LAPTOP BASE

Kannettavan tietokoneen alusta



27

KEY LOCKING (optional)

AVAINLUKITUS (lisävaruste)



10

CODE LOCKING (optional)

KOODILUKITUS (lisävaruste)



10COD

Q108 W.(6)CO

SQ161 W.27.32R.46.50.(6)CO



EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

LIIKUTELTAVAT VAUNUT



Q605 W
SQ022 W.AST.32R.50
Wheels Pyörät Ø 100 mm



Q106 W
SQ161 W.32R.46.50



Q112 W
SQ161 W.32R.46.48L.50



Q186 W
SQ161 W.26M(R75QM).32R.50
Without keyboard drawer
Ilman näppäimistövetolaatikkoa



Q128 B
SQ161 B.26LW(R2Q).32L.33R.50



Q136 B
SQ161 B.26LW(R1Q).33R.46.50



Q142 B
SQ161 B.30.32L.46.50



Q150 B
SQ161 B.26LW(R1Q).30.46.50



Q158 W
SQ161 W.26(RA5Q.A5.R1Q).
30.33L.46.50

TREATMENT Hospitalization units

HOITOVAUNUT Hoitoyksiköt

LAPTOP BASE
KANNETTAVAN TIETOKONEEN
ALUSTA



27EV

25 LITRES PEDAL BIN (optional)
Jäteastia 25L jalkapolkimella
(lisävaruste)



57



1654 F
165 F.26LW(R1).27EV.30.46.51

100 CE

ISO 640 x 480 mm

EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

LIIKUTELTAVAT VAUNUT



1606 B
165 B.32R.46.50



1650 W
165 W.26LW(R1).30.46.50



1608 W
165 W.27.32R.46.50



1625 B
165 B.32L.33R.46.50



1636 G
165 G.26LW(R1).33R.46.50



1638 F
165 F.26(RA4.A5.R1).33R.46.50



1642 B
165 B.30.32L.46.50



1674 W
165 W.26(RA4.A5.R2).30.(2)32L.50



1690 W
162M6TX W.26M(R75M).32R.46.50

600


HOSPITAL PHARMACY
SAIRAALAFARMASIA

100 CE ISO 640 x 480 mm

UNIT DOSE MEDICATION Hospitalization units
LÄÄKEVAUNUT Hoitoyksiköt


EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
LIIKUTELTAVAT VAUNUT

EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS
LIIKUTELTAVAT VAUNUT



606 OP.10M10.TP.(8)C5.(2)72

MEDICATION CONTAINER
LÄÄKEASTIA



1812 W
112M6 W.32R.41.46.50

100 CE

ISO 640 x 480 mm

**HANGER SUPPORT
(Optional)**
RIPUSTINTUKI
(lisävaruste)



58

**ELEVATED HANGER
SUPPORT (Optional)**
RIPUSTINTUKI
KOROTETTU
(lisävaruste)



41



1808 W
108M6 W.32R.46.50



1813 Y
112M6 Y.27.32R.46.50



1822 F
112M6 F.26LW(R1).30.46.50



1828 W
110M6TX W.26M(R75M).32R.46.50



1838 G
116M6 G.26(RA4.A5.R1).
32R.46.50



1894 B
114M6 B.32R.46.50



1895 B
114M6 B.26(RA4.A5).32R.46.50



1896 B
114M6 B.26(RA4.A5).
27EV.32R.46.50

SQM **CE** ~~ISO~~ **480 x 480 mm**

EMERGENCY Small clinics, medical centers

ELVYTYSVAUNUT Pienet klinikat, terveysasemat

100 **CE** **ISO 640 x 480 mm**

EMERGENCY Hospitalization units

ELVYTYSVAUNUT Hoitoyksiköt

EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

LIIKUTELTAVAT VAUNUT

EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

LIIKUTELTAVAT VAUNUT



SUCTION PUMP SUPPORT
(Optional)

IMUPUMPUN TUKI
(lisävaruste)



39R

1296 R
165 R.12.14.28.32R.34.36.40

SQM **CE**
100 **CE**

~~ISO~~ **480 x 480 mm**
ISO **640 x 480 mm**



Q222 R
SQ161 R.12.14.36.40



Q250 R
SQ161 R.12.14.30.34.36.40



Q260 R
SQ161 R.12.14.28.32R.34.36.40



1272 B
165 B.12.14.34.36.40



1280 R
165 R.12.14.30.34.36.40



1266 R
165 R.12.14.28.34.36.40.44L



1299 R
165 R.12.14.28.32R.34.36.39R.40



1208 R
162M6 R.12.14.28.32R.34.36.40



1210 R
162M6 R.12.14.26(RA5.A5.R1).
28EV.32R.34.36.40

700

STORAGE FURNITURE

SÄILYTYS- JA LOGISTIIKKAVAUNUT

STATIC TROLLEYS

PAIKALLAAN PIDETTÄVÄT VAUNUT

ISO 640 x 480 mm

**CATHETERS ISO SHELF
HYLLY KATETREILLE (ISO-STANDARDI)**



60CAT



706 DN.60CAT



771 F.60

700

ISO 640 x 480 mm

**SET OF RETENTION STOPS (optional)
PIDON PYSÄYTYSSARJA (lisävaruste)**



TR



706 DN.(3)60



706 OP.(8)72.73



706 DB.(3)60.(2)72.73



706 DB.(2)60.(4)72.73



706 DB.(6)72.(2)73



772 G.60



752 W



752 W.10M11

600

TRANSPORT TROLLEYS

SÄILYTYS- JA LOGISTIIKKAVAUNUT



ISO 640 x 480 mm

2 DUAL LOCK WHEELS, Ø 125 mm

LUKITTAVAT KAKSOISPYÖRÄT, Ø 125 mm



Fixed wheel, easy driving

Suuntapyörä, helppo ohjattavuus



Swivel wheel

Kääntyvä pyörä



Locked wheel

Lukittu pyörä

EXTENSIVE MOBILITY TROLLEYS

LIIKUTELTAVAT VAUNUT



606 DN.(8)TR.(6)72.(2)73



632 DB.(2)60

600

ISO 640 x 480 mm

SET OF RETENTION STOPS (Optional)
PIDON PYSÄYTYSSARJA (lisävaruste)



TR



606 DN.(3)60



606 OP.(8)72.73



606 DN.(3)60.(2)72.73



606 DN.(2)60.(4)72.73



606 DN.(8)72.73



631 DB.(2)60



651 DN



652 DN

1655



All articles with EC mark are considered as medical device class I and follow 93/42/EEC normative

Kaikkia CE-merkinnällä varustettuja nimikkeitä pidetään luokan I lääkinnällisinä laitteina, ja ne noudattavat 93/42/CEE-määräyksiä.



Designed and manufactured in Spain

Suunniteltu ja valmistettu Espanjassa



INSAUSTI MATERIAL CLÍNICO S.L.U.

Pol. Ind. Comarca 2 C/B nave 9
31191 Barbatáin (España - Spain)
Tel.: (+34) 948 149 588
e-mail: insausti@insausti.eu
www.insausti.eu



2020